

Multicare



Cama para cuidados intensivos

Multicare un cambio para mejor





100%
de ayuda para el personal
sanitario y el paciente

Ventajas de Multicare





- Menos complicaciones pulmonares gracias a la terapia lateral automática (ALT®)
- Recuperación más rápida gracias al sistema Mobi-Lift®
- Menos caídas gracias al concepto de las barandillas, a la alarma de salida de la cama y al sistema i-Brake.



Paciente

- Menor esfuerzo físico y manipulación más fácil del paciente gracias a la lateralización.
- Transporte más seguro y rápido gracias a i-Drive Power.
- Menos cambios de posición debido al sistema Ergoframe®



Personal

- Menos costes de VAP, caídas, infecciones y úlceras por presión.
- Ahorro de tiempo para que el personal realice trabajos cualificados.
- Optimización de la economía de los tratamientos al reducir la duración de las hospitalizaciones.



Administración

Multicare es fácil de usar

LATERALIZACIÓN BASADA EN LA PLATAFORMA

- Contribuye a mover al paciente con el mínimo esfuerzo.
- Las actividades rutinarias del personal sanitario, como cambiar al paciente de posición para lavarlo, asearlo y vestirlo, se vuelven más fáciles y ergonómicas.
- Solo es necesario girar al paciente hacia un lado usando la lateralización de la cama.





LESIONES LUMBARES

Ergonómicamente correcto



La cama Multicare con lateralización.

Ergonómicamente incorrecto

El 52 % de los profesionales sanitarios se quejan de dolor de espalda crónico.



Una cama sin lateralización. Un alto riesgo de lesión en el área lumbar.



LATERALIZACIÓN

Permite minimizar el esfuerzo necesario por parte del personal de cuidados intensivos y optimizar las condiciones de trabajo durante otras actividades, como la movilización y el traslado del paciente de la cama a una camilla.



RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y MAYOR COMODIDAD



MENOS LESIONES LUMBARES Y ESFUERZO FÍSICO



REDUCCIÓN DE LOS COSTES ADICIONALES OCASIONADOS POR LAS LESIONES LABORALES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y LOS EFECTOS DEL SÍNDROME DE INMOVILIDAD

Multicare es fácil de usar





MOBI-LIFT®

- Ayuda a que los pacientes salgan de la cama de forma segura y con el menor esfuerzo del personal sanitario.
- La solución única de LINET combina un bastón de apoyo con ajuste de altura.
- Contribuye a una participación activa del paciente.
- Ayuda a minimizar el síndrome de inmovilidad, movilizándolo al paciente de forma temprana.



I-DRIVE POWER

- Traslado motorizado de paciente con el mínimo esfuerzo.
- La exclusiva función Safety Sense™ evita el riesgo de activación automática o accidental, o su uso incorrecto.
- El acelerador inteligente optimiza la velocidad de conducción en diferentes situaciones.

Seguridad absoluta



La seguridad es un factor clave para la cama Multicare. Todas las funciones de la cama están pensadas no solo para que el paciente se sienta lo más seguro posible, sino para que realmente lo esté.

SAFEPlus
CONCEPT



BARANDILLAS DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE

Las barandillas progresivas diseñadas con el concepto de huecos seguros, los sensores en las barandillas que detectan la posición baja y el ajuste excepcional de la altura ofrecen una excelente protección frente a las caídas.



I-BRAKE

El freno automático evita los movimientos no controlados y las caídas que se producen al apoyarse en una cama que no se encuentra frenada.



ALARMA MULTIZONA DE SALIDA DE LA CAMA

Se puede seleccionar la opción de alerta sonora más adecuada según el riesgo de caída del paciente en cuestión. Esta función ayuda al personal a controlar permanentemente el riesgo de caída y en consecuencia, a reaccionar a tiempo.



LLAMADA A ENFERMERÍA

La función de llamada a enfermería está siempre a mano para prevenir situaciones peligrosas o para solicitar ayuda del personal sanitario.

Ideal para la prevención





TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®)

La terapia lateral automática consiste en una lateralización de la plataforma que se programa de forma individual en ciclos para mejorar el drenaje pulmonar y prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica (VAP).



SILLA ORTOPNEICA

La posición ortopneica Orthopnoeic Chair contribuye a maximizar la función respiratoria y aumenta la comodidad del paciente.



DRENAJE PULMONAR MÁS SENCILLO Y POSICIONAMIENTO MANUAL DEL PACIENTE CON MENOR ESFUERZO



MENOS COMPLICACIONES PULMONARES GRACIAS A LA TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®) Y A LA POSICIÓN ORTOPNEICA



REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE LA NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA, EL DISTRÉS RESPIRATORIO, LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, Y DE LA DURACIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES

Prevención de úlceras



PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

El diseño abierto de la cama Multicare permite usar varios sistemas de colchones para prevenir la aparición de úlceras por presión o para curarlas, según las necesidades del paciente.



Colchón Virtuso APM con presión cero y tecnología de 3 celdas.



Colchón OptiCare con diseño integrado.

SISTEMA ERGOFRAME®

Mejora la comodidad y ergonomía del paciente mientras está tumbado sobre la cama, al mismo tiempo que minimiza la compresión en el área pulmonar y abdominal.



LATERALIZACIÓN

Ayuda a los profesionales sanitarios a cambiar regularmente la posición de los pacientes para evitar lesiones. De esta forma, es posible llevar a cabo eficazmente este tratamiento preventivo básico con menos esfuerzo y un menor riesgo de lesiones lumbares.

Multicare es práctica

PANEL MULTIBOARD

Panel de control fácilmente accesible con una interfaz de usuario intuitiva, orientado para indicar la posición a 30 grados del cabecero de la cama.



I-DRIVE

La quinta rueda retráctil i-Drive contribuye a reducir el esfuerzo necesario por parte del personal para conducir y guiar la cama.





BANDEJA LATERAL PARA CHASIS RADIOGRÁFICO

El soporte lateral para el chasis radiográfico permite obtener radiografías de tórax de forma segura sin necesidad de mover al paciente en la cama.



BÁSCULA

El Sistema de Báscula Avanzada integrada en la cama Multicare es capaz de indicar el peso exacto del paciente en todas las posiciones de la cama. Muestra el valor actual del peso del paciente, y los cambios de peso registrados a lo largo del tiempo.



PEDALES

Cómodo ajuste de la altura y la lateralización de la cama sin utilizar las manos.



TECLADOS ILUMINADOS PARA EL PACIENTE

Para que el paciente se oriente mejor por la noche.

Control de infecciones





DESINFECCIÓN PERFECTA

El diseño en columnas y las superficies planas y uniformes permiten realizar una desinfección sencilla y completa.



TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO SANITIZED®

El tratamiento Sanitized en las zonas más comúnmente expuestas de la cama Multicare ayudan a reducir el crecimiento y la actividad de muchos microbios. La actividad del ion plateado natural es segura para el contacto del paciente y tendrá la misma duración que la vida útil de la cama. El tratamiento cumple con las funciones estándar de higiene de la cama Multicare LINET sin costes adicionales.

Sanitized®

- Protege el polímero contra el deterioro microbiano y fúngico.
- Es seguro para el contacto del paciente.
- Resistente a los lavados, y de duración prolongada.
- Utiliza un ion plateado activo natural.
- Complementa las otras funciones higiénicas de la cama.
- Es una función estándar.



Este catálogo contiene información sobre productos que pueden o no estar disponibles en algún país, y en caso de ser aplicable, podrían haber recibido la aprobación o liquidación de mercado de un cuerpo gubernamental a causa de los diferentes indicadores y restricciones en cada país. Cada país tiene unas leyes, regulaciones, y prácticas médicas específicas que gobiernan la comunicación médica y de productos médicos en Internet. Nada en este documento debe interpretarse como una solicitud o promoción de cualquier producto que no está autorizado por las leyes y reglamentos del país donde el lector resida.

Sanitized no reducirá o protegerá al usuario de este artículo contra las enfermedades bacterianas.

Movilización temprana con



Use la SOLUCIÓN PARA CUIDADOS INTENSIVOS LINET para mejorar la duración de la estancia en su unidad

LINET

Integrar las funciones avanzadas de la plataforma de la cama LINET en el ámbito de los cuidados críticos e intensivos puede ayudar a simplificar un programa de movilización temprana. Todas estas funciones son estándar en la plataforma de la cama LINET, lo cual puede mejorar el uso y el cumplimiento.



Nivel 1

La lateralización basada en columnas es una función única de LINET que puede ayudar a acelerar la recuperación de los pacientes en cuidados críticos. La tecnología de microdesplazamientos (Micro-shifting) y la Terapia Lateral Automática (Automatic Lateral Therapy) pueden ayudar a reducir las complicaciones como la formación de úlceras por presión y el mayor riesgo de VAP.



Nivel 2

Los pacientes de la UCI inmóviles pueden sufrir debilidad del tronco o de la región abdominal, lo cual reduce su capacidad de soportar su propio peso en posición vertical. Las posiciones de anti-Trendelenburg y silla completa ayudan a realizar ejercicios de fortalecimiento muscular y de mejora ortostática y hemodinámica. Función de un simple botón en las camas LINET.



Nivel 3

Mientras está sentado en el borde de la cama, además de tocar el suelo con sus pies, el paciente dispone de dos puntos fijos: la barandilla lateral y Mobi-Lift®. Mobi-Lift® coloca la cama en una posición ideal y las barandillas laterales ergonómicas ofrecen un apoyo estable.



Nivel 4

Mobi-Lift® y las barandillas laterales son funciones únicas de LINET que pueden mejorar la seguridad de todo el programa de movilización temprana en su servicio de cuidados intensivos. Mover al paciente a la silla Sella u otra cama se convierte en un proceso mucho más sencillo.

Especificaciones básicas



de la cama



CERTIFICADOS

LINET es una empresa que cuenta con certificados de acuerdo con las normas y los sistemas de calidad internacionales: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, MDSAP.

Los productos se fabrican según las normas europeas correspondientes a la tecnología médica y las camas hospitalarias: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/CEE, 2014/31/UE, 2011/65/UE.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	230V AC, 50 /60 Hz
Entrada máxima	370 VA
Protección contra agua y polvo	IP X4
Tipo de protección contra la corriente eléctrica	Clase I
Nivel de protección contra los daños de la corriente eléctrica	Pieza de contacto con el paciente tipo B
Modo de funcionamiento del motor eléctrico (factor de carga)	max. 2 min ON /18 min OFF

PARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensiones externas	215x105 cm (sin extensión del lecho)
	237x105 cm (con la máxima extensión del lecho)
Dimensiones del colchón	208 x 86 cm
Altura máxima del colchón	23 cm
Regulación de altura	44-82 cm
Inclinación lateral	±30°
Inclinación para posiciones de TR/ATR	13°/16°
Peso (equipo básico)	224 kg
Carga máxima de seguridad	250 kg



Multicare

Paciente

- Menos complicaciones pulmonares gracias a la terapia lateral automática ALT®
- Recuperación más rápida gracias al sistema Mobi-Lift®
- Menos caídas gracias a las barandillas, la alarma de salida de la cama y a i-Brake.



- Menor esfuerzo físico y manipulación más fácil del paciente gracias a la lateralización.
- Transporte más seguro y rápido gracias a i-Drive Power
- Menos cambios de posición debido al sistema Ergoframe®



Personal

Administración

- Menos costes de VAP, caídas, infecciones y úlceras por presión.
- Ahorro de tiempo para que el personal realice trabajos cualificados.
- Optimización de los tratamientos al reducir la duración de las hospitalizaciones.



 wissner-
bosserhoff

 LINET®

Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid, Spain
Tel: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72
E-mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com

